

KORING 761-7

*Vodní odmašťovací, mycí a dezinfekční prostředek
Na velmi silné znečištění, jako jsou krbová skla, grily a kuchyňská mastnota*

Určení:

KORING 761-7 je nažloutlá, biologicky odbouratelná, s vodou mísitelná kapalina. Jedná se o alkalický vodní čisticí, odmašťovací a dezinfekční prostředek, který nemá potlačenu pěnivost odpeňovačem. Prostředek slouží k mytí a odmašťování povrchů znečištěných širokým spektrem mastných nečistot. Ty chemicky rozkládá a emulguje. Současně prostředek ničí narostlou mikrobiální kontaminaci. Lze jej použít i na mytí potravinářských zařízení, ale pak musí být z umytého povrchu dobře opláchnut. Samotná kapalina není určena pro styk s potravinami. Prostředek není vhodný na slitiny hliníku, některé plasty (např. polystyren) a při opakovaném nebo dlouhodobém působení může poškozovat některé barvy. Prostředek lze používat jak pro ruční, tak strojní čištění.

Aplikace:

Nastříkat, nebo jiným vhodným způsobem nanést, na znečištěný povrch a při pokojové teplotě ponechat zhruba 5 minut působit. Pak umýt čistou vodou, dokud pěnění a jsou vidět šmouhy.

V případě, že povrch i nadále zůstává nedočištěný, postup opakovat.

Pro dezinfekci při 20 °C postačí, aby byl prostředek v kontaktu s kontaminovaným povrchem 5 minut.

Upozornění:

Prostředek KORING 761-7 je žíravý - obsahuje hydroxid sodný. Proto **ruce chráníme gumovými rukavicemi**, oči ochrannými brýlemi a tělo vhodným pracovním oděvem. Při požití nevyvolávat zvracení, vypít větší množství čisté vody a vyhledat lékaře. Při zasažení oka promýt čistou vodou a vyhledat lékaře. Pokud dojde k potřísnění pokožky, umýt ji vodou a ošetřit reparačním krémem.

Prostředek není určen na savé povrchy a na slitiny hliníku. Jeho použití na plastech a na výrobcích ošetřených barvou je zapotřebí předem odzkoušet. Některé barvy poškozují.

Nepřelévat do a neskladovat v PET obalech!

Účinné látky:

Směs biologicky odbouratelných povrchově aktivních látek a hydroxid sodný.

Balení:

Prostředek se dodává v 25 l, 50 l plastových sudech, ve 200 l barelech a v 1 m³ IBC kontejnerech. Po dohodě se zákazníkem je možné dodat i v jiném obalu.

Skladování:

Skladujeme v PE plastových nebo kovových nádobách. Skladovací teplota 4 - 40 °C.

Likvidace:

Vypotřebovanou lázeň prostředku KORING 761-7 shromažďujeme a předáme organizaci oprávněné ze zákona pro likvidaci nebezpečných odpadů. Neznečištěný prostředek je možné likvidovat na neutralizační stanici.

Exspirace:

12 měsíců v uzavřeném obalu.